

## Wescor AFB Reagent Concentrate Dilution Instructions English

Required Supplies and/or Equipment:  
AC-043 – empty 500 mL bottle  
Label supplied with bottle of concentrate  
Graduated cylinders  
Filtered Deionized Water  
Anhydrous, Reagent Grade Isopropanol  
Anhydrous, Reagent Grade Methanol  
Anhydrous, Reagent Grade Acetone  
Anhydrous, Reagent Grade Ethanol or Reagent Alcohol  
Optional Supplies and/or Equipment  
AC-038 – 5 L space-saver container

If bottles are reused be sure to clean the bottle thoroughly. Use 1/10 mixture of household bleach to disinfect the bottles.

**WARNING!** These reagents contain moderately toxic chemicals that require care in handling. Always use appropriate safety measures including gloves and eye protection when handling reagents. Refer to material safety data sheet (MSDS).

### SS-161A AFB Reagent A, Carbol Fuchsin Decolorizer Concentrate

Mixing Instructions (when mixed according to these instructions the product is equivalent to SS-061A):

1. Obtain an empty 500 mL bottle.
2. Add 30 mL SS-161A to 470 mL Methanol
3. Mix well.
4. Label new bottle with supplied label.
5. Write LOT number and expiration date from concentrate bottle on new label.

### SS-161AF AFB Reagent A, Fluorescence Decolorizer Concentrate

Mixing Instructions (when mixed according to these instructions the product is equivalent to SS-061AF):

1. Obtain an empty 500 mL bottle.
2. Add 30 mL SS-161A to 350 mL Isopropanol and 120 mL Deionized Water.
3. Mix well.
4. Label new bottle with supplied label.
5. Write LOT number and expiration date from concentrate bottle on new label.

### SS-161BBG AFB Reagent B, BBG Brilliant Green Concentrate

Mixing Instructions (when mixed according to these instructions the product is equivalent to SS-061BBG):

1. Obtain an empty 500 mL bottle.
2. Add 32.5 mL SS-161BBG to 417.5 mL Deionized Water and 50 mL Ethanol.
3. Mix well.
- 4.
5. Write LOT number and expiration date from concentrate bottle on new label.

### SS-161BMB AFB Reagent B, Methylene Blue Concentrate

Mixing Instructions (when mixed according to these instructions the product is equivalent to SS-061BMB):

1. Obtain an empty 500 mL bottle.
2. Add 32.5 mL SS-161BMB to 417.5 mL Deionized Water and 50 mL Ethanol.
3. Mix well.
4. Label new bottle with supplied label.
5. Write LOT number and expiration date from concentrate bottle on new label.

### SS-161BP AFB Reagent B, Potassium Permanganate

Mixing Instructions (when mixed according to these instructions the product is equivalent to SS-061BP):

1. Obtain an empty 500 mL bottle.
2. Add 50 mL SS-161BP to 450 mL Deionized Water.
3. Mix well.
4. Label new bottle with supplied label.
5. Write LOT number and expiration date from concentrate bottle on new label.

### SS-161M AFB Mycophol Cell Adhesive Concentrate

Mixing Instructions (when mixed according to these instructions the product is equivalent to SS-061M):

1. Obtain an empty 500 mL bottle.
2. Add 50 mL SS-161M to 450 mL normal saline.
3. Mix well.
4. Label new bottle with supplied label.
5. Write LOT number and expiration date from concentrate bottle on new label.

### SS-029C Nozzle Cleaning Solution Concentrate

Mixing Instructions (when mixed according to these instructions the product is equivalent to SS-029):

1. Add 250 mL Methanol or Ethanol to bottle of SS-029C.
2. Mix well.
3. Check box on label when mixed.

## Instructions de dilution du concentré réactif AFB Wescor Français

Fournitures et/ou équipements nécessaires :

Bouteille AC-043 vide de 500 mL  
Étiquette fournie avec la bouteille de concentré  
Des verres gradués  
Eau filtrée déminéralisée  
Alcool isopropylique anhydre de qualité « réactif »  
Méthanol anhydre de qualité « réactif »  
Acétone anhydre de qualité « réactif »  
Ethanol anhydre de qualité « réactif » ou alcool réactif  
Fournitures et/ou équipements optionnels  
Contenant AC-038 – de 5 L à encombrement réduit

Si les bouteilles sont réutilisées, assurez-vous de les nettoyer soigneusement. Utiliser un mélange au 1/10ème d'eau de Javel pour désinfecter les bouteilles.

**AVERTISSEMENT !** Ces réactifs contiennent des produits chimiques modérément toxiques qui exigent qu'on fasse preuve de prudence lors de leur manipulation. Utiliser toujours les mesures de sécurité appropriées y compris l'utilisation de gants et de lunettes de protection lors de la manipulation de réactifs. Vous référer à la fiche technique santé sécurité (FTSS).

### SS-161A AFB Reagent A, Carbol Fuchsin Decolorizer Concentrate.

Instruction de mixage (lorsque le produit est mélangé conformément à ces instructions il devient l'équivalent du SS-061A) :

1. Obtenir une bouteille vide de 500 mL.
2. Ajouter 30 mL de SS-161A à 470 mL méthanol.
3. Bien mélanger.
4. Etiqueter la nouvelle bouteille avec l'étiquette fournie.
5. Ecrire le numéro de LOT et la date d'expiration de la bouteille de concentré sur la nouvelle étiquette.

### SS-161AF AFB Reagent A, Fluorescence Decolorizer Concentrate

Instruction de mixage (lorsque le produit est mélangé conformément à ces instructions il devient l'équivalent du SS-161AF) :

1. Obtenir une bouteille vide de 500 mL.
2. Ajouter 30 mL de SS-161A à 350 mL d'alcool isopropylique et 120 mL eau déminéralisée .
3. Bien mélanger.
4. Etiqueter la nouvelle bouteille avec l'étiquette fournie.
5. Ecrire le numéro de LOT et la date d'expiration de la bouteille de concentré sur la nouvelle étiquette.

### SS-161BBG AFB Reagent B, BBG Brilliant Green Concentrate

Instruction de mixage (lorsque le produit est mélangé conformément à ces instructions il devient l'équivalent du SS-161BBG) :

1. Obtenir une bouteille vide de 500 mL.
2. Ajouter 32.5 mL de SS-161BBG à 417.5 mL eau déminéralisée et 50 mL ethanol.
3. Bien mélanger.
4. Etiqueter la nouvelle bouteille avec l'étiquette fournie.
5. Ecrire le numéro de LOT et la date d'expiration de la bouteille de concentré sur la nouvelle étiquette.

### SS-161BMB AFB Reagent B, Methylene Blue Concentrate

Instruction de mixage (lorsque le produit est mélangé conformément à ces instructions il devient l'équivalent du SS-161BMB) :

1. Obtenir une bouteille vide de 500 mL.
2. Ajouter 32.5 mL de SS-161BMB à 417.5 mL eau déminéralisée et 50 mL ethanol..
3. Bien mélanger.
4. Etiqueter la nouvelle bouteille avec l'étiquette fournie.
5. Ecrire le numéro de LOT et la date d'expiration de la bouteille de concentré sur la nouvelle étiquette.

### SS-161BP AFB Reagent B, Potassium Permanganate

Instruction de mixage (lorsque le produit est mélangé conformément à ces instructions il devient l'équivalent du SS-161BP) :

1. Obtenir une bouteille vide de 500 mL.
2. Ajouter 50 mL de SS-161BP à 450 mL d'eau déminéralisée.
3. Bien mélanger.
4. Etiqueter la nouvelle bouteille avec l'étiquette fournie.
5. Ecrire le numéro de LOT et la date d'expiration de la bouteille de concentré sur la nouvelle étiquette.

### SS-161M AFB Mycophol Cell Adhesive Concentrate

Instruction de mixage (lorsque le produit est mélangé conformément à ces instructions il devient l'équivalent du SS-161M) :

1. Obtenir une bouteille vide de 500 mL.
2. Ajouter 50 mL de SS-161M à 450 mL sérum physiologique.
3. Bien mélanger.
4. Etiqueter la nouvelle bouteille avec l'étiquette fournie.
5. Ecrire le numéro de LOT et la date d'expiration de la bouteille de concentré sur la nouvelle étiquette.

### SS-029C Nozzle Cleaning Solution Concentrate

Instruction de mixage (lorsque le produit est mélangé conformément à ces instructions il devient l'équivalent du SS-029) :

1. Ajouter 250 mL de méthanol ou d'éthanol à la bouteille de SS-029C.
2. Bien mélanger.
3. Cocher la case sur l'étiquette après mixage.

## Instrucciones de Dilución de Concentrado de Reactivo AFB de Wescor Español

Suministros y/o Equipo Necesarios:

AC-043 – botella vacía de 500 mL  
Etiqueta provista con botella de concentrado  
Cilindros graduados  
Agua Desionizada Filtrada  
Anhídrido, Isopropanol de Grado Reactivo  
Anhídrido, Metanol de Grado Reactivo  
Anhídrido, Acetona de Grado Reactivo  
Anhídrido, Etanol de Grado Reactivo o Alcohol Reactivo  
Suministros y/o Equipo Opcionales:  
AC-038 – contenedor de ahorro de espacio de 5 L

Si se las botellas se utilizan repetidamente, asegúrese de limpiar la botella por completo. Utilice una mezcla de 1/10 de lejía doméstica para desinfectar las botellas.

**¡ADVERTENCIA!** Estos reactivos contienen productos químicos moderadamente tóxicos que se tienen que tratar con cuidado. Utilice siempre las medidas de seguridad apropiadas incluyendo guantes y protección ocular cuando trate con reactivos. Consulte la hoja de datos de seguridad del material (MSDS-Material Safety Data Sheet)

### SS-161A AFB Reagent A, Carbol Fuchsin Decolorizer Concentrate

Instrucciones de Mezcla (cuando se mezcla según estas instrucciones, el producto es equivalente a SS-161A):

1. Obtenga una botella vacía de 500 mL.
2. Añada 30 mL de SS-161A a 470 mL metanol.
3. Mézclelo bien.
4. Póngale a la botella nueva la etiqueta provista.
5. Ponga el número de LOTE y la fecha de expiración de la botella de concentrado en la etiqueta nueva.

### SS-161AF AFB Reagent A, Fluorescence Decolorizer Concentrate

Instrucciones de Mezcla (cuando se mezcla según estas instrucciones, el producto es equivalente a SS-161AF):

1. Obtenga una botella vacía de 500 mL.
2. Añada 20 mL de SS-161A a 350 mL de Isopropanol y 120 mL fguia filtrada
3. Mézclelo bien
4. Póngale a la botella nueva la etiqueta provista.
5. Ponga el número de LOTE y la fecha de expiración de la botella de concentrado en la etiqueta nueva.

### SS-161BBG AFB Reagent B, BBG Brilliant Green Concentrate

Instrucciones de Mezcla (cuando se mezcla según estas instrucciones, el producto es equivalente a SS-041AAF):

1. Obtenga una botella vacía de 500 mL
2. Añada 32.5 mL de SS-161BBG a 417.5 mL agua desionizada y 50 mL etanol .
3. Mézclelo bien
4. Póngale a la botella nueva la etiqueta provista.
5. Ponga el número de LOTE y la fecha de expiración de la botella de concentrado en la etiqueta nueva.

### SS-161BMB AFB Reagent B, Methylene Blue Concentrate

Instrucciones de Mezcla (cuando se mezcla según estas instrucciones, el producto es equivalente a SS-161BMB):

1. Obtenga una botella vacía de 500 mL.
2. Añada 32.5 mL de SS-161BMB a 417.5 mL agua desionizada y 50 mL etanol.
3. Mézclelo bien
4. Póngale a la botella nueva la etiqueta provista.
5. Ponga el número de LOTE y la fecha de expiración de la botella de concentrado en la etiqueta nueva.

### SS-161BP AFB Reagent B, Potassium Permanganate

Instrucciones de Mezcla (cuando se mezcla según estas instrucciones, el producto es equivalente a SS-161BP):

1. Obtenga una botella vacía de 500 mL
2. Añada 50 mL de SS-161BP a 450 mL de Agua Desionizada.
3. Mézclelo bien
4. Póngale a la botella nueva la etiqueta provista.
5. Ponga el número de LOTE y la fecha de expiración de la botella de concentrado en la etiqueta nueva.

### SS-161M AFB Mycophol Cell Adhesive Concentrate

Instrucciones de Mezcla (cuando se mezcla según estas instrucciones, el producto es equivalente a SS-161M):

1. Obtenga una botella vacía de 500 mL
2. Añada 50 mL de SS-161M a 450 mL solución salina normal.
3. Mézclelo bien
4. Póngale a la botella nueva la etiqueta provista.
5. Ponga el número de LOTE y la fecha de expiración de la botella de concentrado en la etiqueta nueva.

### SS-029C Nozzle Cleaning Solution Concentrate

Instrucciones de Mezcla (cuando se mezcla según estas instrucciones, el producto es equivalente a SS-029):

1. Añada 250 mL de Metanol o Etanol a una botella de SS-029C.
2. Mézclelo bien
3. Marque la casilla que hay en la etiqueta cuando lo mezcle.



**Konzentraterdunnungsanleitung fr Wescor AFB  
Deutsch**

Benotigte Verbrauchsmittel und/oder Ausstattung  
AC-043: Eine leere 500ml-Flasche  
Das mit dem Konzentrat gelieferte Etikett  
Messzylinder  
Gefiltertes deionisiertes Wasser  
Wasserfreies Isopropanol in Reagenzgute  
Wasserfreies Methanol in Reagenzgute  
Wasserfreies Aceton in Reagenzgute  
Wasserfreies Ethanol in Reagenzgute oder Reagenzalkohol  
Optionale Verbrauchsmittel und/oder Ausstattung  
AC-038: Platzsparender Behalter (S 1)

Wenn Flaschen mehrfach verwendet werden, muss eine grndliche Reinigung der Flasche erfolgen. Die Flaschen mit einer 10%-igen Haushaltsbleiche-Lsung desinfizieren.

**WARNUNG!** Diese Reagenzien enthalten mdfig giftige Chemikalien, die mit Vorsicht gehandhabt werden mssen. Halten Sie beim Umgang mit Reagenzien stets die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen einschlielich des Tragens von Handschuhen und Augenschutz ein. Siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB)

**SS-161A AFB Reagent A, Carbol Fuchsin Decolorizer Concentrate**

Mischanleitung (beim Mischen nach dieser Anleitung ist das Produkt gleichwertig mit SS-161A):  
1. Eine leere 500ml-Flasche beschaffen  
2. 30 ml SS-161A zu 470 ml Methanol .  
3. Gut mischen  
4. Die neue Flasche mit dem mitgelieferten Etikett kennzeichnen.  
5. Die LOS-Nummer und das Verfalldatum von der Konzentratflasche auf das neue Etikett übertragen.

**SS-161AF AFB Reagent A, Fluorescence Decolorizer Concentrate**

Mischanleitung (beim Mischen nach dieser Anleitung ist das Produkt gleichwertig mit SS-161AF):  
1. Eine leere 500ml-Flasche beschaffen  
2. 30 ml SS-161AF zu 350 ml Isopropanol und 120 ml deionisiertes Wasser .  
3. Gut mischen  
4. Die neue Flasche mit dem mitgelieferten Etikett kennzeichnen.  
5. Die LOS-Nummer und das Verfalldatum von der Konzentratflasche auf das neue Etikett übertragen.

**SS-161BBG AFB Reagent B, BBG Brilliant Green Concentrate**

Mischanleitung (beim Mischen nach dieser Anleitung ist das Produkt gleichwertig mit SS-161BBG):  
1. Eine leere 500ml-Flasche beschaffen  
2. 32.5 ml SS-161BBG zu 417.5 ml deionisiertes Wasser und 50 ml Ethanol .  
3. Gut mischen  
4. Die neue Flasche mit dem mitgelieferten Etikett kennzeichnen.  
5. Die LOS-Nummer und das Verfalldatum von der Konzentratflasche auf das neue Etikett übertragen.

**SS-161BMB AFB Reagent B, Methylene Blue Concentrate**

Mischanleitung (beim Mischen nach dieser Anleitung ist das Produkt gleichwertig mit SS-161BMB):  
1. Eine leere 500ml-Flasche beschaffen  
2. 32.5 ml SS-161BMB zu 417.5 ml deionisiertes Wasser und 50 ml Ethanol .  
3. Gut mischen  
4. Die neue Flasche mit dem mitgelieferten Etikett kennzeichnen.  
5. Die LOS-Nummer und das Verfalldatum von der Konzentratflasche auf das neue Etikett übertragen.

**SS-161BP AFB Reagent B, Potassium Permanganate**

Mischanleitung (beim Mischen nach dieser Anleitung ist das Produkt gleichwertig mit SS-161BP):  
1. Eine leere 500ml-Flasche beschaffen  
2. 50 ml SS-161BP zu 450 ml deionisiertem Wasser zugeben.  
3. Gut mischen  
4. Die neue Flasche mit dem mitgelieferten Etikett kennzeichnen.  
5. Die LOS-Nummer und das Verfalldatum von der Konzentratflasche auf das neue Etikett übertragen.

**SS-161M AFB Mycokol Cell Adhesive Concentrate**

Mischanleitung (beim Mischen nach dieser Anleitung ist das Produkt gleichwertig mit SS-161M):  
1. Eine leere 500ml-Flasche beschaffen  
2. 50 ml SS-161M zu 450 ml normale physiologische zoutoplossing.  
3. Gut mischen  
4. Die neue Flasche mit dem mitgelieferten Etikett kennzeichnen.  
5. Die LOS-Nummer und das Verfalldatum von der Konzentratflasche auf das neue Etikett übertragen.

**SS-029C Nozzle Cleaning Solution Concentrate**

Mischanleitung (beim Mischen nach dieser Anleitung ist das Produkt gleichwertig mit SS-029):  
1. 250 ml Methanol oder Ethanol zur Flasche mit SS-029C zugeben.  
2. Gut mischen  
3. Das Kstchen auf dem Etikett ankreuzen, wenn die Mischung hergestellt ist.

**Istruzioni per la diluizione del concentrato AFB reagente Wescor  
Italiano**

Materiali e/o attrezzature necessarie:  
AC-043 – flacone vuoto da 500 mL  
Etichetta fornita con flacone di concentrato  
Cilindri graduati  
Acqua deionizzata filtrata  
Isopropanolo grado reagente, anidro  
Metanolo grado reagente, anidro  
Acetone grado reagente, anidro  
Etanolo grado reagente o alcool grado reagente, anidro  
Materiali e/o attrezzature opzionali:  
AC-038 –S L contenitore compatto

Se i flaconi vengono riutilizzati, vanno puliti accuratamente. Usare una miscela 1/10 di candeggina per disinfettare i flaconi.

**AVVERTENZA!** Questi reagenti contengono delle sostanze chimiche tossiche che devono essere maneggiate con cura. Quando si maneggiano i reagenti, usare sempre misure di sicurezza adeguate, come guanti e protezione oculare. Consultare il foglio dati di sicurezza (MSDS).

**SS-161A AFB Reagent A, Carbol Fuchsin Decolorizer Concentrate**

Istruzioni per la miscelazione (quando il prodotto viene miscelato secondo le istruzioni qui riportate, è equivalente a SS-161A):  
1. Utilizzare un flacone vuoto da 500 mL  
2. Aggiungere 30 mL di SS-161A a 470 mL di Metanolo  
3. Miscelare bene  
4. Apporre l'etichetta fornita sul flacone  
5. Scrivere sulla nuova etichetta il numero di lotto e la data di scadenza riportati sul flacone del concentrato

**SS-161AF AFB Reagent A, Fluorescence Decolorizer Concentrate**

Istruzioni per la miscelazione (quando il prodotto viene miscelato secondo le istruzioni qui riportate, è equivalente a SS-161AF):  
1. Utilizzare un flacone vuoto da 500 mL  
2. Aggiungere 30 mL di SS-161AF a 350 mL di Isopropanolo e 120 mL di Acqua deionizzata  
3. Miscelare bene  
4. Apporre l'etichetta fornita sul flacone  
5. Scrivere sulla nuova etichetta il numero di lotto e la data di scadenza riportati sul flacone del concentrato

**SS-161BBG AFB Reagent B, BBG Brilliant Green Concentrate**

Istruzioni per la miscelazione (quando il prodotto viene miscelato secondo le istruzioni qui riportate, è equivalente a SS-161BBG):  
1. Utilizzare un flacone vuoto da 500 mL  
2. Aggiungere 32.5 mL di SS-161BBG a 417.5 mL di Acqua deionizzata e 50 mL di Etanolo  
3. Miscelare bene  
4. Apporre l'etichetta fornita sul flacone  
5. Scrivere sulla nuova etichetta il numero di lotto e la data di scadenza riportati sul flacone del concentrato

**SS-161BMB AFB Reagent B, Methylene Blue Concentrate**

Istruzioni per la miscelazione (quando il prodotto viene miscelato secondo le istruzioni qui riportate, è equivalente a SS-161BMB):  
1. Utilizzare un flacone vuoto da 500 mL  
2. Aggiungere 32.5 mL di SS-141AF a 417.5 mL di Acqua deionizzata e 50 mL di Etanolo  
3. Miscelare bene  
4. Apporre l'etichetta fornita sul flacone  
5. Scrivere sulla nuova etichetta il numero di lotto e la data di scadenza riportati sul flacone del concentrato

**SS-161BP AFB Reagent B, Potassium Permanganate**

Istruzioni per la miscelazione (quando il prodotto viene miscelato secondo le istruzioni qui riportate, è equivalente a SS-161BP):  
1. Utilizzare un flacone vuoto da 500 mL  
2. Aggiungere 50 mL di SS-161BP a 450 mL di Acqua dionizzata  
3. Miscelare bene  
4. Apporre l'etichetta fornita sul flacone  
5. Scrivere sulla nuova etichetta il numero di lotto e la data di scadenza riportati sul flacone del concentrato

**SS-161M AFB Mycokol Cell Adhesive Concentrate**

Istruzioni per la miscelazione (quando il prodotto viene miscelato secondo le istruzioni qui riportate, è equivalente a SS-161M):  
1. Utilizzare un flacone vuoto da 500 mL  
2. Aggiungere 50 mL di SS-161MC a 450 mL di normale soluzione fisiologica  
3. Miscelare bene  
4. Apporre l'etichetta fornita sul flacone  
5. Scrivere sulla nuova etichetta il numero di lotto e la data di scadenza riportati sul flacone del concentrato

**SS-029C Nozzle Cleaning Solution Concentrate**

quando il prodotto viene miscelato secondo le istruzioni qui riportate, è equivalente a SS-029):  
1. Aggiungere 250 mL di Metanolo o Etanolo al flacone di SS-029C.  
2. Miscelare bene  
3. Spuntare la casella sull' etichetta quando il prodotto viene miscelato

**Instruções de diluição de reagentes concentrados de coloração de AFB Wescor  
Português**

Materialis e/ou equipamento necessários:  
AC-043 – frasco de 500 mL vazio  
Etiqueta fornecida com frasco de concentrado  
Cilindros graduados  
Água desionizada filtrada  
Isopropanol anidro, grau reagente  
Metanol anidro, grau reagente  
Acetona anidra, grau reagente  
Etanol anidro, grau reagente ou álcool reagente  
Materialis e/ou equipamento opcionais:  
AC-038 – recipiente 5 L para poupar espaço

Se os frascos forem reutilizados certificar-se de que os frascos são limpos a fundo. Utilizar uma mistura 1/10 de lixívia doméstica para desinfetar os frascos.

**AVISO!** Estes reagentes contêm substâncias químicas moderadamente tóxicas que requerem um manuseamento cuidadoso. Usar sempre equipamentos de segurança apropriadas incluindo luvas e protecção ocular durante o manuseamento de reagentes. Consultar a ficha de segurança de material (MSDS)

**SS-161A AFB Reagent A, Carbol Fuchsin Decolorizer Concentrate**

Instruções de mistura (quando misturado de acordo com estas instruções o produto é equivalente a SS-161A):  
1. Usar um frasco de 500 mL vazio  
2. Adicionar 30 mL de SS-161A a 470 mL de Metanol.  
3. Misturar bem  
4. Rotular o frasco novo com a etiqueta fornecida.  
5. Inscrever o número LOT e a data de validade do frasco de concentrado netiqueta nova.

**SS-161AF AFB Reagent A, Fluorescence Decolorizer Concentrate**

Instruções de mistura (quando misturado de acordo com estas instruções o produto é equivalente a SS-161AF):  
1. Usar um frasco de 500 mL vazio  
2. Adicionar 30 mL de SS-161AF a 350 mL de isopropanol e 120 mL de Água desionizada.  
3. Misturar bem  
4. Rotular o frasco novo com a etiqueta fornecida.  
5. Inscrever o número LOT e a data de validade do frasco de concentrado netiqueta nova.

**SS-161BBG AFB Reagent B, BBG Brilliant Green Concentrate**

Instruções de mistura (quando misturado de acordo com estas instruções o produto é equivalente a SS-161BBG):  
1. Usar um frasco de 500 mL vazio  
2. Adicionar 32.5 mL de SS-161BBG a 417.5 mL de Água desionizada e 50 mL de Etanol .  
3. Misturar bem  
4. Rotular o frasco novo com a etiqueta fornecida.  
5. Inscrever o número LOT e a data de validade do frasco de concentrado netiqueta nova.

**SS-161BMB AFB Reagent B, Methylene Blue Concentrate**

Instruções de mistura (quando misturado de acordo com estas instruções o produto é equivalente a SS-161BMB):  
1. Usar um frasco de 500 mL vazio  
2. Adicionar 32.5 mL de SS-161BMB a 417.5 mL de Água desionizada e 50 mL de Etanol .  
3. Misturar bem  
4. Rotular o frasco novo com a etiqueta fornecida.  
5. Inscrever o número LOT e a data de validade do frasco de concentrado netiqueta nova.

**SS-161BP AFB Reagent B, Potassium Permanganate**

Instruções de mistura (quando misturado de acordo com estas instruções o produto é equivalente a SS-161BP):  
1. Usar um frasco de 500 mL vazio  
2. Adicionar 50 mL SS-161BP a 450 mL de água desionizada.  
3. Misturar bem  
4. Rotular o frasco novo com a etiqueta fornecida.  
5. Inscrever o número LOT e a data de validade do frasco de concentrado netiqueta nova.

**SS-161M AFB Mycokol Cell Adhesive Concentrate**

Instruções de mistura (quando misturado de acordo com estas instruções o produto é equivalente a SS-161M):  
1. Usar um frasco de 500 mL vazio  
2. Adicionar 50 mL SS-161M a 450 mL de soro fisiológico.  
3. Misturar bem  
4. Rotular o frasco novo com a etiqueta fornecida.  
5. Inscrever o número LOT e a data de validade do frasco de concentrado netiqueta nova.

**SS-029C Nozzle Cleaning Solution Concentrate**

Instruções de mistura (quando misturado de acordo com estas instruções o produto é equivalente a SS-029):  
1. Adicionar 250 mL de metanol ou etanol ao frasco de SS-029C.  
2. Misturar bem  
3. Assinalar a caixa de verificação na etiqueta depois de misturado.