

GRAM Iodine	GRAM Jod
CONCENTRATE SS-141B	KONZENTRAT SS-141B
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Gram-Färben.
DIRECTIONS: Mix contents with 4.5 liters filtered, deionized water. See Instruction sheet.	ANLEITUNG: Inhalt mit 4,5 Litern gefiltertem, entionisiertem Wasser mischen. Siehe Arbeitsanleitung.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, POSSIBLE TERATOGEN, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, MÖGLICHES TERATOGEN, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (500 mL): deionized water, PVP, iodine, and potassium iodide.	INHALTSSTOFFE (500 ML): entionisiertes Wasser, PVP, Jod und Kaliumiodid.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM