

GRAM REAGENT B	GRAM REAGENZ B
Iodine SS-141B	Jod SS-141B
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Gram- Färben.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, POSSIBLE TERATOGEN, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, MÖGLICHES TERATOGEN, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (if properly diluted): deionized water, PVP, iodine, and potassium iodide.	INHALTSSTOFFE (bei korrekter Verdünnung): entionisiertes Wasser, PVP, Jod and Kaliumiodid.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM
PREPARED BY DATE	AUFBEREITET VON DATUM