

GRAM Crystal Violet	GRAM Kristallviolett
CONCENTRATE SS-141C	KONZENTRAT SS-141C
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Gram-Färben.
DIRECTIONS: Mix contents with 4.5 liters filtered, deionized water.	ANLEITUNG: Inhalt mit 4,5 Litern gefiltertem, entionisiertem Wasser mischen.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, POSSIBLE MUTAGEN, SUSPECTED	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, MÖGLICHES MUTAGEN, STEHT IM
CARCINOGEN, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	VERDACHT KREBS ZU ERREGEN, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (135 mL): crystal violet in proprietary solvent, surfactant.	INHALTSSTOFFE (135 ML): in proprietäres Lösungsmittel, Tensid.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM