

GRAM REAGENT C	GRAM REAGENZ C
Crystal Violet SS-141C	Kristallviolett SS-141C
For in vitro diagnostic use with the Aerospray [®] slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray [®] Färbeautomat zum Gram- Färben.
DIRECTIONS: Add entire contents to 3.6 liters anhydrous isopropanol blended with 0.9 liters anhydrous acetone. See instruction sheet.	Anleitung: Den gesamten Inhalt zu 3,6 Litern mit 0,9 Litern wasserfreiem Aceton vermischem wasserfreiem Isopropanol geben. Siehe Arbeitsanleitung.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, POSSIBLE MUTAGEN, SUSPECTED CARCINOGEN, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, MÖGLICHES MUTAGEN, STEHT IM VERDACHT KREBS ZU ERREGEN, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (if properly diluted): deionized water, proprietary solvents, crystal violet, and surfactant.	INHALTSSTOFFE (bei korrekter Verdünnung): entionisiertes Wasser, proprietäres Lösungsmittel, Kristallviolett und Tensid.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM
PREPARED BY DATE	AUFBEREITET VON DATUM