

GRAM REAGENT A	GRAM REAGENZ A
Decolorizer with Fuchsin SS-141AF	Entfärbelösung mit Fuchsin SS-141AF
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Gram-Färben.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, SUSPECTED CARCINOGEN, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, STEHT IM VERDACHT KREBS ZU ERREGEN, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (If Properly Diluted): isopropyl alcohol, acetone or methanol, and SS-141AF concentrate.	INHALTSSTOFFE (bei korrekter Verdünnung): Isopropylalkohol, Aceton oder Methanol und SS-141AF Konzentrat.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM
PREPARED BY DATE	AUFBEREITET VON DATUM