

ACID FAST REAGENT BBG	SÄUREFEST REAGENZ BBG
Brilliant Green SS-061BBG	Brilliantgrün SS-061BBG
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for acid fast bacteria staining with Kinyoun or Ziehl-Neelsen stain.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Färben säurefester Bakterien mit Kinyoun oder Ziehl-Neelsen-Lösung.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, DO NOT FREEZE. Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, NICHT EINFRIEREN. Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (500 mL): deionized water, ethanol, buffer, brilliant green, and surfactant.	INHALTSSTOFFE (500 ML): entionisiertes Wasser, Ethanol, Puffer, Brilliantgrün und Tensid.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM