

HEMATOLOGY Thiazin Stain	HÄMATOLOGIE Thiazin Färbelösung
Concentrate SS-135/149B	Konzentrat SS-135/149B
DIRECTION: Add contents to 4.5 liters filtered, deionized water. Add Surfactant SS-135S and mix thoroughly. See instruction sheet .	ANLEITUNG: Inhalt zu 4,5 Litern gefiltertem, entionisiertem Wasser hinzufügen. Tensid SS-135S dazugeben und mischen. Siehe Arbeitsanleitung
CONTENTS (135 mL): deionized water, phosphate buffer, methanol, thiazin dye, and preservative.	INHALTSSTOFFE (135 ML): entionisiertes Wasser, Phosphatpuffer, Methanol, Thiazinfarbstoff und Konservierungsmittel.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.