

HEMATOLOGY
Thiazin Stain

CONCENTRATE

SS-135/149B

INSTRUÇÕES: Adicione o conteúdo a 4,5 L de água desionizada filtrada. Adicione o surfactante SS-135S e misture bem. **Ver folheto informativo**

CONTEÚDO (135 mL): água desionizada, tampão fosfato, metanol, corantes tiazina e conservante.

AVISOS: TÓXICO, IRRITANTE, NÃO CONGELAR

Conservar à temperatura ambiente protegido da luz solar directa.

Não perfurar a embalagem - contém corante

Wescor® 2001 WESCOR, INC
LOGAN, UTAH 84321 USA