

ACID FAST REAGENT AF	SÄUREFEST REAGENZ AF
Fluorescence Decolorizer SS-061AF	Fluoreszenz-Entfärbelösung SS-061AF
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for fluorescent staining of acid fast bacteria.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Fluoreszenzfärben säurefester Bakterien.
WARNING: TOXIC, FLAMMABLE; ACIDIC. Vapor harmful; avoid prolonged or repeated breathing of vapor. May be fatal if swallowed. Cannot be made nontoxic. Causes eye irritation. Keep away from heat, sparks, and open flame. Use only with adequate ventilation. Store at room temperature away from direct sunlight.	WARNUNG: GIFTIG, ENTFLAMMBAR, ACIDISCH. Dampf gesundheitsschädlich; längeres oder wiederholtes Einatmen vermeiden. Schlucken kann tödlich sein. Kann nicht ungiftig gemacht werden. Reizt die Augen. Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.
CONTENTS (500 mL): isopropyl alcohol, water, and nitric acid.	INHALTSSTOFFE (500 ML): Isopropylalkohol, Wasser und Salpetersäure.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM