

ACID FAST REAGENT CZN	SÄUREFEST REAGENZ CZN
Carbol Fuchsin (Ziehl-Neelsen) SS-061CZN	Karbolfuchsin (Ziehl-Neelsen) SS-061CZN
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for acid fast bacteria staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Färben säurefester Bakterien.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, SUSPECTED CARCINOGEN, DO NOT FREEZE. Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, STEHT IM VERDACHT KREBS ZU ERREGEN, NICHT EINFRIEREN. Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (500 mL): deionized water, isopropanol, phenol, and basic fuchsin.	CONTENTS (500 ML): entionisiertes Wasser, Isopropanol, Phenol und basisches Fuchsin.