

HEMATOLOGY REAGENT C	HÄMATOLOGIE REAGENZ C
Eosin Stain SS-135C	Eosin Färbelösung SS-135C
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for hematology staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Färben hämatologischen Materials.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, NICHT EINFRIEREN. Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (if properly diluted): deionized water, phosphate buffer, methanol, eosin dye, preservatives, and surfactant.	INHALTSSTOFFE (bei korrekter Verdünnung): entionisiertes Wasser, Phosphatpuffer, Methanol, Eosinfarbstoff, Konservierungsmittel und Tensid.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM
PREPARED BY DATE	AUFBEREITET VON DATUM