

HEMATOLOGY
REAGENT C

Eosin Stain

SS-135C

Para utilização em diagnóstico in vitro com o Aerospray[®]
Slide Stainer para coloração hematológica

AVISOS: TÓXICO, IRRITANTE, NÃO CONGELAR

Conservar à temperatura ambiente protegido da luz solar directa.

Não perfurar a embalagem - contém corante

CONTEÚDO (se diluído adequadamente) água desionizada, tampão fosfato, metanol,
corante eosina, conservantes e surfactante

Wescor[®] 2001 WESCOR, INC
LOGAN, UTAH 84321 USA