

HEMATOLOGY Rinse	HÄMATOLOGIE Spülung
Concentrate SS-135/149A	Konzentrat SS-135/149A
<b>DIRECTIONS: See instruction sheet.</b>	<b>ANLEITUNG: siehe Arbeitsanleitung.</b>
CONTENTS (135 mL): deionized water, methanol, phosphate buffer, eosin dye, and preservative.	INHALTSSTOFFE (135 ML): entionisiertes Wasser, Methanol, Phosphatpuffer, Eosinfarbstoff und Konservierungsmittel.
<b>WARNING: TOXIC, IRRITANT, DO NOT FREEZE</b> Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	<b>WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, NICHT EINFRIEREN</b> Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.