

HEMATOLOGÍA
Lavado

CONCENTRADO

SS-135/149A

MODO DE EMPLEO: **Véase la hoja de instrucciones**

CONTENIDO (135 mL): agua desionizada, metanol, tampón fosfato, tinción con eosina y estabilizante.

ADVERTENCIA: TÓXICO, IRRITANTE, NO CONGELAR

Almacenar alejado de la luz solar directa y a temperatura ambiente. No perforar el paquete –su contenido mancha.

WESCOR

©2002 WESCOR Inc.

LOGAN, UTAH 84321, Estados Unidos

LOTE

CADUCIDAD

L243A101

Para uso en diagnóstico in vitro con el *Aerospray Slide Stainer®* (Teñidor de Portaobjetos Aerospray®) para tinción hematológica.