

HEMATOLOGY
RINSE

CONCENTRATE SS-135/149A

INDICAÇÕES: Consultar o folheto informativo

CONTEÚDO (135ml) água desionizada, metanol, tampão fosfato,
corante eosina e conservante

AVISOS: TÓXICO, IRRITANTE, NÃO CONGELAR

Conservar à temperatura ambiente protegido da luz solar directa.

Não perfurar a embalagem - contém corante

Wescor® 2001 WESCOR, INC
LOGAN, UTAH 84321 USA