

HEMATOLOGY Eosin Stain	HÄMATOLOGIE Eosin Färbelösung
Concentrate SS-135/149C	Konzentrat SS-135/149C
DIRECTIONS: See instruction sheet.	ANLEITUNG: siehe Arbeitsanleitung.
CONTENTS (135 mL): deionized water, phosphate buffer, methanol, eosin dye, and preservative.	INHALTSSTOFFE (135 ML): entionisiertes Wasser, Phosphatpuffer, Methanol, Eosinfarbstoff und Konservierungsmittel.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.