

**OSMOCOLL® SS-025**  
CALIBRADOR COP / CONTROL DE OSMOLALIDAD

**N**

Suero bovino procesado y estabilizado para ser utilizado como calibrador de la presión osmótica coloidal o como suero de control de la osmolalidad.

Contenido: 6 viales de 1ml

Refrigerar – No congelar

RANGO COP:

RANGO DE OSMOLALIDAD:

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE CADUCIDAD:

Fabricado por:

WESCOR

Wescor Inc.

459 South Main Street, Logan, UT 84321

Fabricado en los Estados Unidos