

HEMATOLOGÍA  
**REACTIVO A**

Lavado Basofix<sup>MR</sup>

SS-149A

Para uso en diagnóstico in vitro con el *Aerospray Slide Stainer*<sup>®</sup> (Teñidor de Portaobjetos Aerospray<sup>®</sup>) para tinción hematológica.

**ADVERTENCIA: TÓXICO, NO CONGELAR**

Vapores nocivos. Evitar la respiración prolongada o reiterada de vapores. Dañino en caso de ingestión. Provoca irritación ocular. Almacenar alejado de la luz solar directa y a temperatura ambiente. No perforar el paquete –su contenido mancha.

CONTENIDO (si se diluye adecuadamente): agua desionizada, etanol SD3A, metanol, tampón fosfato, tinción de eosina y estabilizante.

LOTE

CADUCIDAD

PREPARADO POR

FECHA

**CE**

EC	REP
----	-----

MT Promedt Consulting

Eisenbahnstrasse 2

St. Ingbert, Alemania

**WESCOR**

WESCOR Inc.

LOGAN, UTAH 84321, Estados Unidos