

HEMATOLOGY
REAGENT A

Basofix™ Rinse SS-149 A

Para utilização em diagnóstico in vitro com o Aerospray®
Slide Stainer para coloração hematológica

AVISOS: TÓXICO, NÃO CONGELAR

Vapor nocivo. Evitar a inalação repetida e prolongada do vapor. Nocivo se engolido. Pode causar irritação nos olhos. Conservar à temperatura ambiente e protegido da luz solar directa.

Não perfurar a embalagem – contém corantes

CONTEÚDO (se diluído adequadamente): água desionizada, etanol SD3A, metanol, tampão fosfato, corante eosina e conservante

| | |
|---------------|------|
| LOT | EXP |
| FABRICADO POR | DATA |

Wescor® 2001 WESCOR, INC
LOGAN, UTAH 84321 USA