

HEMATOLOGY REAGENT C	HÄMATOLOGIE REAGENZ C
Basofix™ Eosin Stain SS-149C	Basofix™ Eosin Färbelösung SS-149C
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® slide Stainer for hematology staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Färben hämatologischen Materials.
<p>WARNING: TOXIC, DO NOT FREEZE</p> <p>Vapor harmful; avoid prolonged breathing of vapor. Harmful if swallowed. Causes eye irritation. Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.</p>	<p>WARNUNG: GIFTIG, NICHT EINFRIEREN</p> <p>Dampf gesundheitsschädlich; längeres Einatmen vermeiden. Verschlucken ist gesundheitsschädlich. Reizt die Augen. Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.</p>
<p>CONTENTS (if properly diluted): deionized water, SD3A ethanol, methanol, phosphate buffer, eosin dye, and preservative.</p>	<p>INHALTSSTOFFE (bei korrekter Verdünnung): entionisiertes Wasser, SD3A Ethanol, Methanol, Phosphatpuffer, Eosinfarbstoff und Konservierungsmittel.</p>
LOT            EXP	CHARGE            VERFALLDATUM
PREPARED BY            DATE	AUFBEREITET VON            DATUM