

HEMATOLOGÍA
REACTIVO C

Tinción con Eosina Basofix^{MR}

SS-149C

Para uso en diagnóstico in vitro con el *Aerospray Slide Stainer*® (Teñidor de Portaobjetos Aerospray®) para tinción hematológica.

ADVERTENCIA: TÓXICO, NO CONGELAR

Vapores nocivos. Evitar la respiración prolongada o reiterada de vapores. Dañino en caso de ingestión. Provoca irritación ocular. Almacenar alejado de la luz solar directa y a temperatura ambiente. No perforar el paquete –su contenido mancha.

CONTENIDO (si se diluye adecuadamente): agua desionizada, etanol SD3A, metanol, tampón fosfato, tinción de eosina y estabilizante.

LOTE

CADUCIDAD

PREPARADO POR

FECHA

CE

EC	REP
----	-----

MT Promedt Consulting
Eisenbahnstrasse 2
St. Ingbert, Alemania

WESCOR

WESCOR Inc.
LOGAN, UTAH 84321, Estados Unidos