

HEMATOLOGY Basofix™	HÄMATOLOGIE Basofix™
Pre-dip Fixative SS-149P	Präfärbungs-FixiermittelSS-149P
IMPORTANT: For best results, use with Basofix Red Stain and Basofix Rinse. See instructions.	WICHTIG: Basofix Rote Färbelösung und Basofix Spülung für beste Ergebnisse verwenden. Siehe Anleitung.
WARNING: FLAMMABLE, TOXIC Vapor is harmful. Avoid prolonged or repeated breathing of vapor. May be fatal or cause blindness if swallowed. Cannot be detoxified. Causes eye irritation. Keep away from heat, sparks, and open flame. Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain. For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for hematology staining.	WARNUNG: ENTFLAMMBAR, GIFTIG Dampf gesundheitsschädlich; längeres Einatmen vermeiden. Verschlucken kann tödlich sein und Blindheit verursachen. Kann nicht entgiftet werden. Reizt die Augen. Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten. Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt. In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Färben hämatologischer Materials.
CONTENTS (if properly diluted): methanol, deionized water, alcohols, PVP, propylene glycol, and azure.	INHALTSSTOFFE: Methanol, entionisiertes Wasser, Alkohole, PVP, Propylenglykol und Azur.
LOT EXP	CHARGE VERFALLDATUM
PREPARED BY DATE	AUFBEREITET VON DATUM