

HEMATOLOGÍA  
Basofix<sup>MR</sup>  
Fijador Pre-remojo

**SS-149P**

Para uso en diagnóstico in vitro con el *Aerospray Slide Stainer*® (Teñidor de Portaobjetos Aerospray®) para tinción hematológica.

IMPORTANTE: Para obtener unos resultados óptimos, utilizar con *Basofix Red Stain* (tinción Basofix roja) y *Basofix Rinse* (Lavado Basofix). Véanse las instrucciones.

**ADVERTENCIA: INFLAMABLE, TÓXICO**

Vapores nocivos. Evitar la respiración reiterada o prolongada de vapores. Si se ingiere puede causar ceguera o incluso la muerte. La intoxicación puede ser irreversible. Provoca irritación ocular. Mantener alejado del calor, de toda fuente de chispa y de la llama abierta. Almacenar alejado de la luz solar directa y a temperatura ambiente. No perforar el paquete –su contenido mancha.

CONTENIDO (si se diluye adecuadamente): metanol, agua desionizada, alcoholes, PVP, propilenglicol, y azul B.

LOTE

CADUCIDAD

PREPARADO POR

FECHA

EC	REP
----	-----

MT Promedt Consulting  
Eisenbahnstrasse 2  
St. Ingbert, Alemania

**WESCOR**

©2002 WESCOR Inc.  
LOGAN, UTAH 84321, Estados Unidos