

HEMATOLOGÍA
REACTIVO B

Tinción con Tiazina

SS-035/049B

Para uso en diagnóstico in vitro con el *Aerospray Slide Stainer®* (Teñidor de Portaobjetos Aerospray®) para tinción hematológica.

ADVERTENCIA:
TÓXICO SI SE INGIERE
NO CONGELAR

Almacenar alejado de la luz solar directa y a temperatura ambiente. No perforar el paquete –su contenido mancha.

CONTENIDO (500 mL): agua desionizada, tampón fosfato, azur B, azul de metileno, estabilizante y surfactante.

L67C71

WESCOR

©2001 WESCOR Inc.
LOGAN, UTAH 84321, Estados Unidos

LOTE

CADUCIDAD