

GRAM REAGENT A	GRAM REAGENZ A
Decolorizer with Safranin SS-041A	Entfärbelösung mit Safranin SS-041A
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Gram- Färben.
WARNING: POISON, FLAMMABLE	WARNUNG: GIFT, ENTFLAMMBAR Dampf gesundheitsschädlich;
Vapor harmful, avoid prolonged or repeated breathing of vapor. May be fatal or cause blindness if swallowed. Cannot be made nonpoisonous. Causes eye irritation. Keep away from heat sparks, and open flame. Use only with adequate ventilation.	längeres oder wiederholtes Einatmen vermeiden. Verschlucken kann tödlich sein und Blindheit verursachen. Kann nicht ungiftig gemacht werden. Reizt die Augen. Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
CONTENTS (500 mL): isopropyl alcohol, methyl alcohol, safranin, and stain enhancer.	INHALT (500 ML): Isopropylalkohol, Methylalkohol, Safranin und Farbverstärker.