

GRAM REAGENT B	GRAM REAGENZ B
Iodine SS-041B	Jod SS-041B
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Gram- Färben.
WARNING: TOXIC, IRRITANT, POSSIBLE TERATOGEN, DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package – contents will stain.	WARNUNG: GIFTIG, REIZSTOFF, MÖGLICHES TERATOGEN, NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (500 mL): deionized water, PVP, potassium iodide, and iodine.	INHALT (500 ML): entionisiertes Wasser, PVP, Kaliumiodid und Jod.