

GRAM REAGENT A	GRAM REAGENZ A
Decolorizer with Fuchsin SS-041AF	Entfärbelösung mit Fuchsin SS-041AF
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for Gram staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Gram-Färben.
WARNING: POISON, FLAMMABLE, CANCER SUSPECT AGENT	WARNUNG: GIFT, ENTFLAMMBAR, STEHT IM VERDACHT KREBS ZU
Vapor harmful, avoid prolonged or repeated breathing of vapor. May be fatal or cause blindness if swallowed. Cannot be made nonpoisonous. Causes eye irritation. Keep away from heat sparks, and open flame. Use only with adequate ventilation.	ERREGEN Dampf gesundheitsschädlich; längeres oder wiederholtes Einatmen vermeiden. Verschlucken kann tödlich sein und Blindheit verursachen. Kann nicht ungiftig gemacht werden. Reizt die Augen. Von Hitze, Funken und offenem Feuer fernhalten. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
CONTENTS (500 mL): isopropyl alcohol, methyl alcohol, basic fuchsin, and stain enhancer.	INHALT (500 ML): Isopropylalkohol, Methylalkohol, basisches Fuchsin und Farbverstärker.