

HEMATOLOGY REAGENT B	HÄMATOLOGIE REAGENZ B
Thiazin Stain SS-035/049B	Thiazin Färbelösung SS-035/049B
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum
hematology staining.	Färben hämatologischer Materials.
WARINING: TOXIC IF INGESTED DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: EINNAHME GIFTIG NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (500 mL): deionized water, phosphate buffer, azure B, methylene blue, preservative, and surfactant.	INHALTSSTOFFE (500 ML): entionisiertes Wasser, Phosphatpuffer, Azur B, Methylenblau, Konservierungsmittel und Tensid.