

HEMATOLOGY REAGENT BG	HÄMATOLOGIE REAGENZ BG
Thiazin Stain SS-035/049 BG	Thiazin Färbelösung SS-035/049BG
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for hematology staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Färben hämatologischen Materials.
WARINING: TOXIC IF INGESTED DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: EINNAHME GIFTIG NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (1 gallon): deionized water, phosphate buffer, azure B, methylene blue, preservative, and surfactant.	INHALTSSTOFFE (3,785 Liter): entionisiertes Wasser, Phosphatpuffer, Azur B, Methylenblau, Konservierungsmittel und Tensid.