

Hematology REAGENT CG	Hämatologie Reagenz CG
Eosin Stain SS-035CG	Eosin Färbelösung SS-035CG
For in vitro diagnostic use with the Aerospray® Slide Stainer for hematology staining.	In Vitro Diagnostikum für den Aerospray® Färbeautomat zum Färben hämatologischen Materials.
WARINING: TOXIC IF INGESTED DO NOT FREEZE Store at room temperature away from direct sunlight. Do not puncture package-contents will stain.	WARNUNG: EINNAHME GIFTIG NICHT EINFRIEREN Bei Zimmertemperatur ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Packung nicht beschädigen – Inhalt färbt.
CONTENTS (1 gallon): deionized water, phosphate buffer, eosin...., preservative, and surfactant.	INHALTSSTOFFE (3,785 Liter): entionisiertes Wasser, Phosphatpuffer, Eosin Y, Konservierungsmittel und Tensid.